

# An Important Update from the Infection Prevention Team

## Uso y reprocesamiento de protección ocular a partir del 8/7/20

### Uso de protección ocular

- La protección ocular es utilizada por todo el personal clínico por encima de la mascarilla quirúrgica para cuidar a todos los clientes durante la pandemia de COVID-19.
- Póngase la protección ocular (como gafas, o un escudo facial que cubre el frente y los lados del rostro) al ingresar en el cuarto del cliente o el área de cuidados.
- Quítese la protección ocular luego de salir del cuarto del cliente o área de cuidados y antes de salir de la casa del cliente.
- La protección ocular descartable debe descartarse después del uso.
- Siga [las reglas del CDC para la secuencia adecuada para ponerse y quitarse PPE](#)



**IMPORTANTE: Los anteojos y lentes de contactos personales NO son considerados protección ocular adecuados; La limpieza y desinfección deben realizarse en el hogar del cliente / entorno de atención.**

### Reprocesamiento de protección ocular (escudos faciales, gafas de protección)

1. Con los guantes puestos, limpie el *interior*, seguido por el *exterior* del escudo facial o gafas de protección, utilizando una tela limpia saturada con jabón suave y agua o una toalla desinfectante.
2. Luego de limpiar, desinfecte el exterior del escudo facial o gafas de protección con una toalla desinfectante registrada por EPA o alcohol isopropílico de 70%. Si utiliza una toalla desinfectante registrada por EPA, deje que el desinfectante se seque en una barrera limpia por el tiempo entero de contacto (el tiempo que el producto debe permanecer mojado en el objeto para desinfectarlo eficientemente) especificado en las instrucciones de uso localizadas en el envase del producto. Vea el recurso de la [Lista de Desinfectantes Aprobados](#). Si está utilizando alcohol isopropílico de 70%, utilice todas las toallas de alcohol necesarias para asegurar que el escudo entero esté visiblemente mojado con alcohol, y luego déjelo secar al aire completamente.
3. Si hay residuos presentes (cualquier sustancia pequeña remanente), limpie el exterior del escudo facial o gafas de protección con agua o alcohol para remover el residuo.
4. Quítese los guantes y practique higiene de manos.
5. Guarde en una bolsa Ziplock limpia.

### Mantenimiento continuo para reutilizar protección ocular

- La protección ocular puede ser reutilizada individualmente por empleados clínicos que proveen cuidados a clientes con riesgo de exposición al COVID-19.
- Inspeccione las gafas de protección antes de utilizarlas.
- Asegúrese que las gafas de protección no tengan grietas o estén comprometidas de alguna forma.
- Descarte si hay alguna alteración en la integridad de las gafas de protección o escudo facial, si los escudos faciales o gafas de protección ya no pueden ser ajustados con seguridad, o no puede ver a través de ellos luego de seguir los procedimientos para remover residuos.

## Instrucciones paso a paso para limpiar y desinfectar la protección ocular

1

Con los guantes puestos, limpie *el interior*, seguido por *el exterior* del escudo facial o gafas de protección, utilizando una tela limpia saturada con jabón suave y agua o una toalla desinfectante.



2

Luego de limpiar, desinfecte el exterior del escudo facial o gafas de protección con una toalla desinfectante registrada por EPA o alcohol isopropílico de 70%. Si utiliza una toalla desinfectante registrada por EPA, deje que el desinfectante se seque en una barrera limpia por el tiempo entero de contacto (el tiempo que el producto debe permanecer mojado en el objeto para desinfectarlo eficientemente) especificado en las instrucciones de uso del desinfectante, localizadas en el producto. Si está utilizando alcohol isopropílico de 70%, utilice todas las toallas de alcohol necesarias para asegurar que el escudo entero esté visiblemente mojado con alcohol, y luego déjelo secar al aire completamente.



3

Si hay residuos presentes (cualquier sustancia pequeña remanente), limpie el exterior del escudo facial o gafas de protección con agua o alcohol para remover el residuo.



4

Quítese los guantes y practique higiene de manos.



5

Guarde en una bolsa Ziplock limpia.

